

PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAMICE CUCITO CFN-A V2

DPI di Cat. III

Tipo PB6-B ai sensi del Reg. (UE) 425/2016



CE
0624

Ente di certificazione: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. - Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Marchatura CE garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 425/2016 in relazione ai dispositivi di protezione individuale.

CARATTERISTICHE

Camice di protezione monouso, non sterile, maniche a giro, polsini in maglina, chiusura posteriore per sovrapposizione tramite laccetto al collo e cintura in vita, assemblaggio cucito.

DATI TECNICI

Materiale: 100% polipropilene + film polietilene 50g/m².

Dimensioni del corpo secondo UNI EN ISO 13688:2013

TAGLIA	M	L	XL
Altezza totale in cm	166-174	174-182	182-190
Circonferenza rorace in cm	94-102	102-110	110-118



STANDARD

UNI EN ISO 13688:2013

Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie

UNI EN ISO 14126:2004

Indumenti per la protezione contro il rischio biologico Tipo PB6-B

TEST UNI EN 14325:2005

Requisiti del tessuto

Resistenza all'abrasione (UNI EN 530 met. 2)

Requisiti

Classe 6: >2000 c.
Classe 5: >1500 c.
Classe 4: >1000 c.
Classe 3: >500 c.
Classe 2: >100 c.
Classe 1: >10 c.

Risultato

Classe 3

Lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)

Classe 6: >150 N
Classe 5: >100 N
Classe 4: >60 N
Classe 3: >40 N
Classe 2: >20 N
Classe 1: >10 N

Classe 3

Trazione (EN ISO 13934-1)

Classe 6: >1000 N
Classe 5: >500 N
Classe 4: >250 N
Classe 3: >100 N
Classe 2: >60 N
Classe 1: >30 N

Classe 1

Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)

Classe 6: >250 N
Classe 5: >150 N
Classe 4: >100 N
Classe 3: >50 N
Classe 2: >10 N
Classe 1: >5 N

Classe 2

Resistenza alla flessione (EN 7854)

Classe 6: >100.000 c.
Classe 5: >40.000 c.
Classe 4: >15.000 c.
Classe 3: >5.000 c.
Classe 2: >2.500 c.
Classe 1: >1000 c.

Classe 6

Ignizione e infiammabilità (EN 13274-4)

NON ESEGUITA

TEST UNI EN 14126:2003

Requisiti del tessuto

Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei.
Metodo del batteriofago Phi-X174 (ISO 16603/16604)

Requisiti

Classe 6: 20 kPa
Classe 5: 14 kPa
Classe 4: 7 kPa
Classe 3: 3,5 kPa
Classe 2: 1,75 kPa
Classe 1: 0 kPa

Risultato

Classe 6

Penetrazione batterica allo stato umido (ISO 22610)
Test su microorganismi: Staphylococcus Aureus

Classe 6: min >75
Classe 5: 60 < min ≤ 75
Classe 4: 45 < min ≤ 60
Classe 3: 30 < min ≤ 45
Classe 2: 15 < min ≤ 30
Classe 1: ≤ 15 min

Classe 6

Penetrazione di aerosols liquidi biologici contaminati (ISO DIS 22611)
Test su microorganismi: Staphylococcus Aureus

Classe 3: log > 5
Classe 2: 3 < log ≤ 5
Classe 1: 1 < log ≤ 3

Classe 3

Penetrazione di polveri biologicamente contaminate (EN ISO 22612)
Test su microorganismi: spore di Bacillus Subtilis

Classe 3: ≤ 1 log ufc
Classe 2: 1 < log ufc ≤ 2
Classe 1: 2 < log ≤ 3

Classe 3

TEST UNI EN 13034:2009

Requisiti indumento

Penetrazione mediante spruzzo

Risultato

Per partial body NON APPLICABILE

IMPIEGO

Indumento di protezione contro agenti infettivi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO

L'utilizzatore finale sarà il solo a poter scegliere l'uso proprio per il camice. Il capo offre una protezione parziale del corpo, pertanto deve essere integrato, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (gambe, mani, viso, ecc. con eventualmente guanti, mascherine, ecc). Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati ed in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni ed integro. Qualora non lo sia, procedere alla sostituzione. GOLMAR, manleva ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'indumento.

AVVERTENZE GENERALI

Il capo offre una protezione parziale del corpo pertanto deve essere integrato, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (gambe, mani, viso ecc). Proteggere le parti scoperte del corpo con guanti protettivi, eventuali mascherine ecc. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri, qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti nelle istruzioni d'uso del fabbricante, il DPI perderà la sua efficacia. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio. Materiale infiammabile, tenersi lontani da fiamme.

AVVERTENZE SPECIFICHE

L'indumento è un Tipo PB6-B. Protezione parziale (Partial Body) tipo 6 (protezione limitata ai liquidi) - B (protezione da agenti biologici). Offre quindi una protezione ai liquidi limitata ed è destinato ad essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione o piccoli schizzi. Nel caso si verificano incidenti ed incidenti gravi, nell'utilizzo del dispositivo, l'utilizzatore effettui tempestivamente l'opportuna segnalazione al fabbricante ed alle autorità competenti. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.



Scarica DICHIARAZIONE
consultabile nel sito
www.golmar.com



UNI EN 14126:2004



Tipo PB6-B

GOLMAR Italia SpA - Corso Unione Sovietica, 603 - 10135 - Torino - Tel. +39 011 3583310 - www.golmar.com - info@golmar.com

Confezione da 25 pezzi di Taglia "M"

Confezione da 25 pezzi di Taglia "L"

Confezione da 25 pezzi di Taglia "XL"

Codice 8072

Codice 8073

Codice 8074

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.

www.golmar.com
CFN_REV01_012021

TORINO - Show Room
BORGARETTO (TO)
PERO (MI)
ROVATO (BS)

Tel. +(39) 011.346722
Tel. +(39) 011.3583310
Tel. +(39) 02.38103456
Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR)
GENOVA
OSPEDALETTO (PI)
BALERNA (CH-Svizzera)

Tel. +(39) 0783.405586
Tel. +(39) 010.7450004
Tel. +(39) 050.983248
Tel. +(41) 91.6461177

GOLMAR®



LIMENA (PD)
POMEZIA (Roma)
CATANIA
PALERMO

Tel. +(39) 049.768766
Tel. +(39) 06.91602060
Tel. +(39) 095.304304
Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN)
CITTA SANT'ANGELO (PE)
MANFREDONIA (FG)

Tel. +(39) 071.732242
Tel. +(39) 085.959765
Tel. +(39) 0884.541464